


Modul je ideálním pomocníkem zejména pro praktické lékaře, kteří se rozhodnou poskytovat svým pacientům péči v rozsahu potřebném pro vykazování kódu 01201 (péče o stabilizovaného nekomplikovaného diabetika 2. typu všeobecným praktickým lékařem).




Nedílnou součástí modulu je **Přehled záznamů DM za období**. Díky této funkci lze hromadně kontrolovat, zda jsou již potřebné výsledky v systému zaneseny a dispensární prohlídku je možno v plném rozsahu uzavřít. **V kombinaci s modulem Komunikace s biochemickou laboratoří se jedná o téměř automatický proces.**



Společně s funkcí na výpočet absolutního rizika KVO (SCORE) a historií krevního tlaku je informační systém PC DOKTOR® ojedinělým pomocníkem také při léčbě metabolického syndromu.



- 🌀 Záchyt diabetických pacientů a jejich zařazení do dispenzárních skupin
- 🌀 Příprava výkonů k vyúčtování na ZP
- 🌀 Kontrola hodnoty klíčových ukazatelů v čase
- 🌀 Kontrola úplnosti provedení dispenzární prohlídky
- 🌀 Kontrola, zda jsou provedena všechna doporučená vyšetření
- 🌀 Předplnění všech dostupných aktuálních dat pacienta



Vývoj klíčových ukazatelů

Pro snadnější orientaci v laboratorních výsledcích nabízí modul zobrazení vývoje klíčových ukazatelů v čase, formou sloupcového grafu. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob jak zaznamenat hodnoty těchto ukazatelů, je použití modulu **Komunikace s biochemickou laboratoří**.

Jak modul objednat?

Kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu 604 200 039
nebo na e-mailu: info@compek.cz
Vyplňte objednávací formulář na: www.compek.cz/diapl.htm

S ohledem na rozsáhlé užité vlastnosti modulu a s přihlédnutím k možnému navyšení obrátu ordinace se jedná o velmi zajímavou investici.